

配方：碳酸盐 - 碳酸氢盐缓冲液 (pH 9.2 至 10.6)

1L 0.1M pH=10.6 的碳酸盐 - 碳酸氢盐缓冲液配制：

表 1.缓冲液成分

成分	质量	摩尔浓度
碳酸氢钠 (mw: 84 g / mol)	1.05 g	0.0125 M
碳酸钠 (无水) (mw: 106 g / mol)	9.275 g	0.0875 M

在合适的容器中准备 800 mL 蒸馏水。

向溶液中加入 1.05g 碳酸氢钠。

向溶液中加入 9.275g 碳酸钠（无水）。

加入蒸馏水直至体积为 1 升。

[> > 更多规格配置](#)

百萤生物是 [AAT Bioquest](#) 的中国代理商，为您提供最前沿、最新的 AAT 产品及资讯。